

仕様書（別紙）

調達物品及び構成詳細は下記のとおりとする。

- 1 超音波診断装置 ARIETTA 750..... 1式 (1台)
 - 1.1 超音波診断装置 ARIETTA 750 本体 (SSD-ARIETTA750SE_1P) 1式
 - 1.1.1 ゼリーウォーマ 1台
 - 1.1.2 FAM..... 1式
 - 1.1.3 Panoramic View..... 1式
 - 1.1.4 被検者情報自動入力..... 1式
 - 1.1.5 DICOM ネットワーク通信機能..... 1式
 - 1.1.6 IMT 自動計測..... 1式
 - 1.1.7 Dynamic Slow-Motion Display..... 1式
 - 1.1.8 Protocol Assistant..... 1式
 - 1.1.9 Detective Flow Imaging..... 1式
 - 1.2 Real-Time Tissue Elastography ソフト (SOP-ARIETTA750-43) 1式
 - 1.3 Contrast Harmonic Imaging ソフト (SOP-ARIETTA750-44) 1式
 - 1.4 Real-Time Tissue Elastography Strainhistogram ソフト (SOP-ARIETTA750-60) .. 1式
 - 1.5 Shear Wave Measurement B ソフト (SOP-ARIETTA750-151) 1式
 - 1.6 白黒プリンタ (SSZ-X311) 1台
 - 1.7 白黒プリンタ接続キット (PM-LI880-H001) 1式
 - 1.8 アルファニューメリックキーボード (EU-9186) 1個
 - 1.9 フレキシブルフック (MP-HA-AVA-2) 1個
 - 1.10 HDMI モニタ接続キット (EU-9205) 1式
 - 1.11 DVD ドライブ (ZZZ-LC-SI28SS-3Y) 1台
 - 1.12 コンバックスプローブ <6-1MHz/50R/70° > (C252) 1台
 - 1.13 シブコ穿刺ガイドブラケット (CIV-644-083) 1個
 - 1.14 コンバックスプローブ <6-1MHz/25R/70° > (C23RV) 1台
 - 1.15 シブコ Verza ブラケット (644-096) 1個
 - 1.16 リニアプローブ <12-2MHz/38mm> (L64) 1台
 - 1.17 シブコ穿刺ガイドブラケット (644-076) 1個
 - 1.18 リニアプローブ <18-5MHz/38mm> (L64) 1台
 - 1.19 シブコ穿刺ガイドブラケット (EZU-PA7L3) 1個
 - 1.20 リニアプローブ (術中) <14-2MHz/42mm> (L44K) 1台
 - 1.21 リニアプローブ (術中/ラハ°ロ) <13-2MHz/36mm> (L44LA) 1台
 - 1.22 リニアプローブ (術中/ト°ロツプ°イ) <15-3MHz/13mm> (L51K) 1台

- 1.23 Verza ニードルガイド 8.9×91.5 (24 イリ) (610-1502) 1 箱
- 1.24 ウルトラプロモーションルカイトセット 14×91/ゼリー一付/24 イリ (CIV-610-608) 1 箱
- 1.25 接続費
 - 1.25.1 Windows Client Access License(5CAL) 1 式
 - 1.25.2 Storage 接続..... 1 式
 - 1.25.3 (ACC)NWM 接続費用..... 1 式

2 メーカー情報 富士フイルムヘルスケア株式会社

以上